


## Modalità di RACCOLTA biancheria UTILIZZATA ( letto bagno ) in caso di sospetto COVID.



Inserire la biancheria nel sacco trasparente idrosolubile e chiudere con l'apposito NASTRO ROSSO attaccato al sacco.

Inserire il sacco trasparente nel sacco rosso e chiudere con un nodo.

Contrassegnare il sacco rosso con un pennarello, specificando la tipologia del contenuto.

**Successivamente saranno le autorità preposte ai controlli a stabilire i modi e i tempi di restituzione alla Ferraro Srl del contenuto della biancheria utilizzata da soggetti potenzialmente a rischio, comunicando preventivamente alla Ferraro Srl la quantità dei capi eventualmente avviati alla distruzione.**